

SKID-E  
Sedia di evacuazione



La novità tecnico/estetica più rilevante è l'adozione di cingoli passivi che slittano sulle scale con elevati standard di sicurezza e senza fatica. Nel complesso, un attento esame rivela una sedia dall'estetica molto curata e dallo stile concettualmente autonomo.

L'aggressività è ottenuta miscelando argomentazioni tecniche, come la conformazione tortuosa del telaio saldato o l'evidente originalità della postura della seduta, a preziosità estetiche, tipo gli angoli distribuiti un po' ovunque, lo schienale sapientemente inclinato e telescopico, il poggiatesta regolabile in altezza, il maniglione di trasporto proiettato indietro al punto da essersi idealmente staccato dalla sedia stessa.

Design innovativo e massima sicurezza d'utilizzo fanno della nuova Serie Skid-E una novità assoluta nell'ambito dei sistemi di evacuazione e trasporto.

Caratteristica peculiare della Skid-E è la mancanza di un sostegno che la tenga in posizione verticale, in quanto la condizione di stabilità è stata resa possibile dallo studio di una nuova disposizione delle parti geometriche.

La Skid-E è il risultato di un lungo studio di progettazione che la rende estremamente leggera e versatile, mantenendo inalterate le caratteristiche d'impiego.

Progettata per massimizzare la manovrabilità in spazi ristretti e sulle scale. Trasporto del personale verso le scale e fuori dall'edificio con facilità. L'innovativo sistema di pattinamento permette all'operatore di controllare il movimento di discesa dalle scale senza sollevare il peso.

Realizzata in alluminio con una speciale finitura superficiale lucida. Telo seduta in Spentex®.

Ruote anteriori piroettanti c/freno ø 100x32

Ruote posteriori fisse ø 200x50

La sedia Skid-E viene fornita con due cinture in polipropilene 50 mm.

**Dati Tecnici**

Materiale	Alluminio
Altezza aperta	1600 mm
Altezza piegata	1140 mm
Larghezza	530 mm
Spessore piegata	330 mm
Lunghezza	900 mm
Trattamento superficie	Lucidatura
Peso	12,7Kg
Portata	150Kg

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
E-mail: [info@spencer.it](mailto:info@spencer.it) Web: <http://www.spencer.it>

I vostri dati sono conservati negli archivi cartacei ed informatici della nostra ditta per finalità contrattuali, informative e commerciali; Qualora non desideraste più essere contattati o non desideraste più ricevere informazioni dalla scrivente, sarà sufficiente comunicarlo inviando un' e-mail al seguente indirizzo: [privacy@spencer.it](mailto:privacy@spencer.it); I vostri dati verranno così immediatamente distrutti dai ns. archivi.

Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il controllo finale dei prodotti certificato dall'organismo notificato T.V Product Service GMBH.

Tutti i diritti sulla riproduzione di queste informazioni sono riservati.

Le informazioni e le specifiche sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

Spencer Italia S.r.l. declina ogni responsabilità in merito ad errori o inesattezze pubblicate in questa scheda.

SK20001E

Skid-E Silver

